


MEDIDORES DE GLICOSE NO SANGUE



Um medidor de glicose no sangue utiliza uma pequena gota de sangue para mostrar a quantidade de glicose (açúcar no sangue) encontrada no seu sangue no momento.

Primeiramente, leia as informações que vêm com o medidor. Siga as instruções para preparar o medidor para uso.

Utilizando o medidor



1. Lave as mãos com água morna e sabão.
2. Coloque o bisturi ou a agulha no lancetador (se já não estiver no dispositivo).
3. Coloque a fita de teste no medidor.
4. Espete o dedo delicadamente usando o lancetador. A parte gordurosa da pele ao lado da unha é um bom local.
5. Encoste a gota de sangue do seu dedo na fita de teste. O número equivalente ao açúcar no seu sangue aparecerá no medidor em alguns segundos.
6. Elimine a lanceta (agulha) num recipiente de eliminação de perfurocortantes ou outro frasco ou recipiente rígido vedado.



Os medidores são todos diferentes. Em caso de dúvidas, ligue para o número de telefone na parte de trás do medidor. Ou converse com o seu médico ou farmacêutico.